

磺酰罗丹明 B 说明书

中文名称：磺酰罗丹明 B

英文名称：Sulforhodamine B

其他名称：磺酰罗丹明 B 细胞培养试剂染料；硫丹明 B

CAS 号：2609-88-3

C27H30N2O7S2=558.67

级别：Laser grade

含量: $\geq 95.0\%$

熔点: $\geq 300^{\circ}\text{C}$

UV absorption: λ max 558nm

性状(以下信息仅供参考): 绿色或褐色晶体或结晶粉末。

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途

保存: RT