

核固红说明书

中文名称：核固红

英文名称：Nuclear fast red; Calcin red; Kernechtrot; 1-Amino-2,4-dihydroxyanthraquinone-3-sulfonic acid sodium salt ; C.I. 60760

其他名称：细胞核坚牢红；钙红；核快红；乙二醛缩双邻氨基酚

CAS 号：6409-77-4

$C_{14}H_8NNaO_7S=357.27$

级别：FMP

层析试验：合格

薄层层析试验：合格

干燥失量：≤5.0%

性状(以下信息仅供参考)：微红至深棕色粉末。遇氢氧化钠成浅紫色，在硫酸中为棕色溶液。溶于乙醇和水。最大吸收波长 518nm。有刺激性。文献上也有指本品为中性红(Neutral red)的

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)结缔组织细胞核染色。测定钙的试剂

保存：RT，避光