

固蓝 B 盐说明书

中文名称：固蓝 B 盐

英文名称：Fast blue B salt; Fast blue salt BN; o-Dianisidine tetrazotized; Dianisidine blue; Azoic diazo component 48; Di-o-anisidine diazotatezinc double salt; Tetrazotized di-2-anisidine; ZnCl₂; Echtblausalz B; Naphthanil diazo blue B salt

其他名称：坚牢蓝 B 盐；重氮蓝 B 盐；蓝光重氮色盐蓝；氯化四氮邻二甲氧基苯胺；牢固兰 B 盐；耐晒兰 B 锌盐；坚固兰 B 盐；坚蓝 B 锌盐

CAS 号：14263-94-6

$C_{14}H_{12}N_4O_2Cl_2 \cdot ZnCl_2 = 475.47$

级别：试剂级

含量： $\geq 80.0\%$

重金属： $\leq 10ppm$

性状(以下信息仅供参考)：深绿色或深褐色或深红色粉末。对光敏感，溶于水，最大吸收波长 371nm

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)组织化学中用于重氮化偶合反应。检定磷酸酯酶。纸色谱测定黄酮、胺和酚。0.5%水溶液可作显色剂。薄层色谱分析测定黄曲霉素。蛋白质染色剂

保存：RT，避光