

固红 TR 说明书

中文名称：固红 TR

英文名称：Fast red TR ; Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt; 4-Chloro-2-methylbenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulphonate; Azoic Diazo No. 11; C.I. 37085

其他名称：固红-萘磺酸 TR; 快红; 固红; 快红 TR; 4-氯-2-甲基重氮苯 1,5-萘二磺酸盐; 盐酸-4-氯-2-甲苯胺; 4-氯邻甲苯胺盐酸盐; 耐晒红 TR 盐; 固红 TR 重氮盐

CAS 号：51503-28-7

$C_{17}H_{13}O_6N_2O_6S_2Cl=440.88$

级别：BS

含量： $\geq 60.0\%$

鉴别：合格

水分： $\leq 1.0\%$

性状(以下信息仅供参考)：红色或者深红色粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)生物染色

保存： -20°C