

固红 RC 说明书

中文名称：固红 RC

英文名称：Fast red RC salt; Diazonium salt of 4-chloro-2-aminoanisole; Diazotized 4-chloro-o-anisidine; 2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc double salt; Diazo red RC; Azoic diazo No.10; C.I. 37120

其他名称：固红 RC 盐；耐晒红 RC 盐；叠氮红；4-氯-2-氨基苯甲醚重氮盐

CAS 号：68025-25-2

$C_7H_6Cl_2N_2O \cdot 0.5ZnCl_2 = 273.19$

级别：Chroma

光谱鉴定：合格

性状(以下信息仅供参考)：黄色或米灰白色粉末。最大吸收波长
372nm

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)组织
染色(磷酸酶染色)。

保存：RT，避光