

## 固红 GG 盐说明书

中文名称：固红 GG 盐

英文名称：Fast red GG salt; Fast red 2G salt; p-Nitrophenyldiazonium  
fluoborate; p-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate; p-  
Nitroaniline diazonium salt; Azoic diazo No.37; C.I. 37035

其他名称：坚牢红盐；对硝基苯重氮氟硼酸盐；对硝基苯四氟硼酸  
重氮盐；4-硝基重氮苯四氟硼酸盐

**CAS 号：**456-27-9

$C_6H_4N_3O_2 \cdot BF_4 = 236.92$

级别：BS

性状(以下信息仅供参考)：浅黄色或灰红色粉末，熔点：144~148

° C

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)组织染色，测定微量酚类

保存：2~8°C，避光