

甲基绿说明书

中文名称：甲基绿

英文名称：Methyl Green zinc chloride salt

其他名称：[α -[P-(二甲基氨基)苯基]- α -[4-(二甲基亚氨基)-2,5-环己二烯-1-亚基]-P-甲苯基]乙基二甲基铵氯溴化物；双绿 SF；碱性蓝 20；甲基绿氯化锌盐

CAS 号：7114-03-6

$C_{27}H_{35}BrClN_3 \cdot ZnCl_2 = 653.24$

级别：High purity grade

纯度: $\geq 95.0\%$ (HPLC)

性状(以下信息仅供参考): 粉末。溶于水

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)核染色剂、细菌染色(新鲜标本,细胞核染色)。甲基绿-盐酸混合物用于检定精子、染色质染色、淋球菌和肥大细胞染色

保存: RT