

## 磺胺二甲基嘧啶说明书

中文名称：磺胺二甲基嘧啶

英文名称：Sulfamethazine; 2-Sulfanilamido-4,6-dimethylpyrimidine

其他名称：磺胺双甲基嘧啶；磺胺间二甲氧嘧啶；4-氨基-N-（4，6-二甲基-2-嘧啶基）苯磺酰胺；2-（对氨基苯磺酰胺基）-4，6-二甲基嘧啶；N-(4,6-二甲基-2-嘧啶基)-4-氨基苯磺酰胺；磺胺二甲嘧啶；磺胺间二甲嘧啶

CAS 号：57-68-1

C12H14N4O2S=278.33

**级别:** Reagent grade

**纯度:**  $\geq 99.0\%$

**熔点:** 198~201°C

**性状(以下信息仅供参考):** 白色至类白色或微黄结晶或粉末。几乎不溶于水（溶解度：29°C，150mg/100ml；37°C，192mg/ml），该品在热乙醇中溶解，不溶于乙醚，易溶于稀酸或稀碱溶液。无嗅，味微苦，遇光颜色逐渐变深

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途

**保存:** 2~8°C，避光