

磺胺嘧啶说明书

中文名称：磺胺嘧啶

英文名称：Sulfadiazine; 4-Amino-N-2-pyrimidinyl-
benzenesulfonamide; N1-(2-Pyrimidinyl)-sulfanilamide

其他名称：2-对氨基苯磺酰胺嘧啶；磺胺哒嗪；地亚净；N-2-嘧啶基
-4-氨基苯磺酰胺；大安净；消发地亚净

CAS 号：68-35-9

C₁₀H₁₀N₄O₂S=250.28

级别：Reagent grade

纯度: $\geq 98.0\%$

熔点: 252~256℃

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色结晶或粉末。几乎不溶于水，微溶于乙醇或丙酮，易溶于稀盐酸、氢氧化钠溶液或氨溶液中，无臭，无味，遇光渐变暗

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: RT，避光