

100×青霉素链霉素溶液说明书

中文名称：100×青霉素链霉素溶液

英文名称：100×Penicillin-Streptomycin Solution

其他名称：青链霉素混合液；青霉素-链霉素双抗

级别：细胞培养级

成分：青霉素 10 KU/ml；链霉素 10 mg/ml；NaCl 含量 0.9%

性状(以下信息仅供参考)：本溶液经过过滤除菌处理，可直接用于细胞培养，使用时直接稀释 100 倍即可



用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：2~8℃，避光