

## EC-MUG 培养基说明书

中文名称：EC-MUG 培养基

英文名称：EC-MUG Medium

级别：BR

成分(g/L)

胰蛋白胨：20.0

三号胆盐：1.5

乳糖： 5.0

磷酸氢二钾： 4.0

磷酸二氢钾： 1.5

氯化钠： 5.0

**MUG**: 0.05

**PH**: 6.7-7.1

**用法**： 取本品 37g,加 1000ml 蒸馏水,加热至全部溶解， 分装试管，  
经 115℃ 高压灭菌 20 分钟后备用

**性状(以下信息仅供参考)**： 干燥粉末。易吸湿。



**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于  
多管发酵法检测大肠杆菌

**保存：**RT