

## 汽巴兰 3GA 说明书

中文名称：汽巴兰 3GA

英文名称：Cibacron Blue 3G-A; 1-Amino-4-[[4-[[4-Chloro-6-[(2-Sulfophenyl)Amino]-1,3,5-Triazin-2-Yl]Amino]-3-Sulfo-Phenyl]Amino]-9,10-Dioxo-Anthracene-2-Sulfonic Acid

其他名称：汽巴蓝 3GA; 1-氨基-4-[[4-[[4-氯-6-[(2-磺基苯基)氨基]-s-三嗪-2-基]氨基]-3-磺基-苯基]氨基]-9,10-二氧代-蒽-2-磺酸

CAS 号：84166-13-2

C29H20ClN7O11S3=774.16

级别：试剂级

含量： $\geq 55.0\%$

性状(以下信息仅供参考)：蓝黑色粉末，溶于水：10mg/ml

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT