

派洛宁 B 说明书

中文名称：派洛宁 B

英文名称：Pyronin B; [6-(Diethyl-amino)-3H-xanthen-3-ylidene] diethylammonium chloride; Tetraethyldiaminoxanthyl chloride; C.I. 45010

其他名称：吡罗红 B; 焦宁 B; 哌罗宁 B; 氯化-3,6-双(二乙氨基)咕吨; 二苯痒杂芑胺 B; 二苯氧杂杞胺; 派若宁 B

CAS 号：2150-48-3

C₄₂H₅₄Cl₈Fe₂N₄O₂=1042.22

级别: For microscopy

有效分光含量 **Dye content:** $\geq 50.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 氯化铁络合物为绿色或红色有光泽结晶。

溶于水, 熔点 $174\sim 178^{\circ}\text{C}$ 。最大吸收波长 553nm 。

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)细菌、核糖核酸、粒线体和嗜碱细胞的染色。区分布鲁氏杆菌的制菌剂

保存: RT