

亚硝基红盐说明书

中文名称：亚硝基红盐

英文名称：Nitroso R salt; 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt; 1-Nitroso-2-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt; 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalene disulfonic acid disodium salt

其他名称：亚硝基-R-盐；1-亚硝基-2-羟基萘-3,6-二磺酸；4-亚硝基-3-羟基-2,7-萘二磺酸二钠；亚硝基 R 盐；试钴铁灵；1-亚硝基-2-萘酚-3, 6-二磺酸钠；试钴铁灵；亚硝基 R 盐

CAS 号：525-05-3

C10H5NNa2O8S2=377.26

级别：AR

含量：≥90.0%

对钴灵敏度试验：合格

水溶解试验：合格

干燥失重：≤1.0%

性状(以下信息仅供参考): 金黄色扇状结晶或结晶性粉末。溶于约40份水，易溶于热水，微溶于甲醇和乙醇。熔点>300℃。最大吸收波长 372nm。



用途：生化研究。光度测定钴和钾。检定银、钡、钙、钴、铁、镍、铅。

保存：RT，避光