

糖原III说明书

中文名称：糖原III

英文名称：Glycogen(III) from rabbit liver; Glycogen from rabbit liver

其他名称：糖元三型；肝淀粉；动物淀粉；肝糖； α -1,6-葡聚糖

CAS 号：9005-79-2

分子式： $(C_6H_{10}O_5)_n$

级别：BR

类型: Type III

提取来源: 兔肝

总糖原: $\geq 85\%$

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色粉末。无气味。有甜味。溶于水,微有乳白色,溶于热乙醇,不溶于乙醇和乙醚。对斐林氏溶液无还原反应,对碘呈棕到紫色

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)测定多糖磷酸化酶的底物。测碘用指示剂

保存: 2~8℃