

## 乳酸锌说明书

中文名称：乳酸锌

英文名称：Zinc lactate; Zinc dilactate

其他名称：2-羟基丙酸锌

CAS 号：16039-53-5

$C_6H_{10}O_6Zn=243.55$

级别：BR

纯度：  $\geq 98.0\%$

锌含量： 21.5~22.6%

干燥失重：  $\leq 18.5\%$

氯化物：  $\leq 0.05\%$

重金属：  $\leq 10\text{mg/kg}$

性状(以下信息仅供参考)： 白色结晶粉末，无臭，易溶于水，微溶于乙醇

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途



保存：RT