

大孔吸附树脂 D101 说明书

中文名称：大孔吸附树脂 D101

英文名称：Resin D101；Amberlite XAD2

其他名称：Amberlite XAD2 离子交换大孔吸附树脂

CAS 号：9060-05-3

级别：BR

含水量：65.3%

粒度范围: 0.3~1.2mm

湿视密度: 0.68g/ml

湿真密度 (20℃): 1.02g/ml

性状(以下信息仅供参考): 乳白色不透明球状颗粒, 大孔酚醛系吸附树脂。易于吸附大分子量的水溶性有机物, PH 使用范围 4-14, 最高温度 80℃。等同于 Amberlite XAD2

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)吸附树脂用于去除蛋白、高分子量着色剂、有机杂质。

保存: RT