

竹节参皂苷 IV 说明书

【名称】 竹节参皂苷 IV

【英文名】 Chikusetsu saponin IV

【检测方式】 高效液相色谱法 HPLC \geq 98%

【规格】 5mg 10mg 20mg 50mg 100mg 500mg 1g (可根据客户需求
包装)

【性状】 本品为白色结晶

【作用与用途】 本品用于含量测定。

【提取来源】 本品为人参属植物竹节参。

【贮藏方法】 2-8° C，避光保存。

【注意事项】 本品应在低温下保存，长时间在暴露在空气中，含量会有所降低。