

鸢尾黄素说明书

【中文名】 鸢尾黄素

【英文名】 Tectorigenin

【别名】 鸢尾苷

【分子式】 C₁₆H₁₂O₆

【分子量】 300.26

【CAS 号:】 548-77-6

【性状】 白色结晶粉末

【来源】 Belamcanda chinensis (L.) DC.

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.02\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年