

柚皮素说明书

【中文名】 柚皮素

【英文名】 : Naringenin

【分子量】 272.25

【分子式】 C₁₅H₁₂O₅

【CAS 号】 480-41-1

【外观】 : 淡黄色结晶粉末

【溶解性】 溶于甲醇

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存， 特殊产品要在氮气下保存， 长时间保存不当含量会有所降低。



【有效期】 2 年