

## 银杏内酯 C 说明书

【中文名称】（Product Name） 银杏内酯 C

【分子式】（molecular formula） C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>O<sub>11</sub>

【分子量】（MW） 440.39

【CAS 号】 :15291-76-6

【性状】（Appearance） 类白色粉末

【溶解度】（Solubility） 溶于甲醇

【规格】 98%， 99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存，2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2年