

银杏内酯 A 说明书

【中文名称】 银杏内酯 A

【英文名】 Ginkgolide A

【分子式】 C₂₀H₂₄O₉

【分子量】 408.39

【CAS 号】 15291-75-5

【性状】 类白色结晶粉末

【溶解度】 溶于甲醇

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。



【有效期】 2 年