

聚腺苷酸说明书

中文名称：聚腺苷酸

英文名称：Poly A; Polyadenosinic acid

其他名称：多聚腺苷酸

分子式：(C₁₀H₁₂O₆N₅P)_n

单链分子量：>4s

多链分子量：329.2

级别：BR

纯度：≥90%

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色粉末，以腺苷二磷酸为底物，经固定化核苷酸磷酸化酶催化聚合而成。能溶于水，不溶于乙醇，乙醚等有机溶剂， $\lambda_{\max}=257\pm 1\text{nm}$

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: 2~8℃