

聚尿苷酸说明书

中文名称：聚尿苷酸

英文名称：Poly U; Polyuridinic acid

其他名称：多聚尿苷酸

分子式：(C₉H₁₁O₈N₂P)_n

单链分子量：>4s

多链分子量：306.2

级别：BR

纯度：≥90%

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色粉末，以 UDP 为底物，经固定化 PNPase 催化聚合而成。能溶于水，不溶于乙醇，乙醚等有机溶剂，与 poly A 形成 poly A:U 双螺旋结构

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: 2~8℃