

## 环磷酸腺苷说明书

中文名称：环磷酸腺苷

英文名称：CAMP; Cyclic AMP; 3'-5' Cyclic adenosine  
monophosphate; 3',5' -Cyclic AMP; Adenosine 3',5' -  
cyclophosphate

其他名称：环腺苷酸；腺苷-3' 5' -环磷酸；腺苷环磷酸酯；腺甙环  
磷酸酯；环磷酸腺苷；环化腺苷酸；腺嘌呤核糖苷-3',5'-环磷酸酯

CAS 号：60-92-4

C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>5</sub>O<sub>6</sub>P=329.21

级别：试剂级

含量： $\geq 98.0\%$

干燥失重： $\leq 10\%$

**性状(以下信息仅供参考)：**白色或类白色粉末，5'-ATP 为原料制得。无臭。微溶于水,几乎不溶于乙醚、乙醇。用 PH 中性或偏碱的水或缓冲液可溶解。熔点 219~220℃。

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途

**保存：**-20℃