

花宝 3 号说明书

中文名称：花宝 3 号

英文名称：Hyponex NO.3； N-P-K(10-30-20)

其他名称：花宝三号

级别：试剂级

全氮：10.0%（内含铵态氮 5%，硝酸态氮 5%）

水溶性磷酐：30.0%

水溶性氯化钾：20%

使用方法：每 1 公斤花宝溶于 1 公升水，即成 1000 倍水溶液。每 7-10 天施用一次，喷洒于叶、茎等部位（有绒毛的植物，不宜喷洒叶面），或浇灌于土壤中由根部吸收亦可。当日不比再浇水。

性状(以下信息仅供参考)：灰色或灰黄色粉末至颗粒，溶于水。促进花芽形成，促进开花并增艳花朵色泽；增进结果率，并提高果实品质；各种草木本开花植物、国兰、洋兰、果树、果菜类均适用；水耕栽培可适用

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT