

氟乐灵说明书

中文名称： 氟乐灵

英文名称： Trifluralin; Agreflan 24; Elancolan; L-36352; Treflam;
Treflan; Trifurex; Trilin 4EC

其他名称： 2,6-二硝基-N,N-二正丙基-4-三氟甲基苯胺； 2,6-二硝基-N,N-二丙基-4-(三氟甲基)苯胺； 2,6-二硝基-N,N-二丙基-4-三氟甲基苯胺乳油； 氟乐宁； 氟特力； 茄科宁； 特氟力

CAS 号： 1582-09-8

C13H16F3N3O4=335.28

级别：BR

含量：≥98%

性状(以下信息仅供参考): 黄色结晶，化学性质稳定，易受光分解，对金属无腐蚀性。，29.5℃蒸气压 26.5mPa，27℃水中溶解度小于 1ppm（0.0024g、100ml），丙酮中为 40g、100g，二甲苯中 58g、100g。化学性质稳定，易受光分解，对金属无腐蚀性。熔点：48.5-49℃

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: RT。避光。保质期 5 年