

## 异绿原酸 B 说明书

【中文名称】 异绿原酸 B

【英文名称】 Isochlorogenic acid B

【CAS 号】 14534-61-3

【分子式】 C<sub>25</sub>H<sub>24</sub>O<sub>12</sub>

【分子量】 516.45

【溶解度】 溶于甲醇

【性状】 白色结晶

**【检测标准 C18 色谱柱 流动相】**：乙腈-0.2%磷酸溶液（15：85）

检

**【测波长】**：327nm

**【规格】** 98%，99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存，2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，  
长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2年