

## 2' -脱氧腺苷说明书

中文名称：2' -脱氧腺苷

英文名称：2' -dA; 2' -Deoxyadenosine monohydrate; Adenine-2'-deoxyriboside

其他名称：2' -脱氧腺甙；去氧腺苷；去氧腺嘌呤配糖；去氧腺核苷；脱氧腺嘌呤核苷；9-β-D-2'-脱氧呋喃核苷腺嘌呤

CAS 号：16373-93-6

$C_{10}H_{13}N_5O_3 \cdot H_2O = 269.26$

级别：试剂级

含量：≥99.0%(HPLC)

水分：≤8%

性状(以下信息仅供参考)：白色或类白色结晶粉末。溶于水  
(50mg/ml)、DMF、甲酰胺、热二氧六环、甲醇和乙醇。不溶于  
烃。熔点：185~187℃，比旋度：-24~-27° (c = 0.5% in H<sub>2</sub>O)

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT