

洋川芎内酯 A 说明书

【中文名称】 洋川芎内酯 A

【英文名称】 Senkyunolide A

【CAS 号】 62006-39-7

【分子式】 C₁₂H₁₆O₂

【溶解度】 甲醇

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相

应包装

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年