

盐酸川芎嗪说明书

【中文名称】 盐酸川芎嗪

【英文名称】 Ligustrazine Hydrochloride

【CAS号】 76494-51-4

【分子式】 $C_8H_{12}N_2 \cdot xClH$

【分子量】 172.65762

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶体

【检测标准】 RP-HPLC:甲醇-1%醋酸溶液（35：65） λ :
295nm(仅供参考)

【工艺流程】 川芎-提取-硅胶分离-纯化-纯品

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年