

## 甘油三油酸酯（鉴别用）说明书

**【中文名】** 甘油三油酸酯（鉴别用）

**【英文名】** Triolein

**【别名】** 三苯基氯化四唑、三油精、三苯基氯化四唑、油酸三甘酯；  
丙三醇三甘油酸酯

**【分子式】** C<sub>57</sub>H<sub>104</sub>O<sub>6</sub>

**【分子量】** 885.43

**【CAS 号:】** 122-32-7

**【性状】** 白色结晶粉末

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存，2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研鉴别使用。

**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。



【有效期】 2 年