

高车前苷说明书

【中文名称】 高车前苷

【英文名称】 Homoplantaginin

【CAS】 17680-84-1

【分子式】 C₂₂H₂₂O₁₁

【分子量】 462.4

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶体

【检测标准】 C18 色谱柱：甲醇：水：（PH3.5 。 0.1mol/L）磷酸
盐缓冲液=45:50:5 检测波长： 335nm

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。



【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年