

汉黄芩素说明书

【中文名】 汉黄芩素

【英文名】 Wogonin

【CAS 号】 632-85-9

【分子式】 $C_{16}H_{12}O_5$

【分子量】 284.27

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 甲醇：水：磷酸梯度洗脱 λ ：276nm(仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年