

葫芦巴碱说明书

【中文名称】： 葫芦巴碱

【英文名称】： Trigonelline

【CAS】： 535-83-1

【分子式】： C₇H₇N₂O₂

【分子量】： 137.14

【溶解度】： 甲醇

【性状】：白色结晶粉末

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 氨基柱：乙腈：水（80:20） λ ： 265nm(仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，



长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年