

奎宁说明书

【中文名】： 奎宁

【别名】 金鸡纳碱

【英文名】 Quinine

【CAS】 130-95-0

【分子式】 $C_{20}H_{24}N_2O_2$

【分子量】 324.42

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色粒状结晶

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮 存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 水-乙腈-三乙胺（790：205：5）用冰醋酸调 pH 值

3. 5 λ ：275nm(仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年