

5,7-二羟基色原酮说明书

【中文名称】 5,7-二羟基色原酮

【英文名称】 5,7-dihydroxychromone

【CAS】 31721-94-5

【分子式】 C₉H₆O₄

【分子量】 178.15

【溶解度】 甲醇

【性状】 浅黄色结晶粉末

【检测条件】 C18 色谱柱 流动相: 甲醇: 水 60:40 检测器: DAD

316

【规格】 98%, 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存, 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。



【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年