

新橙皮苷说明书

【中文名称】 新橙皮苷

【英文名称】 Neohesperidin

【CAS】 13241-33-3

【分子式】 $C_{28}H_{34}O_{15}$

【分子量】 610.56

【溶解度】 甲醇

【性状】 类白色结晶粉末

【检测标准】 HPLC:乙腈：水（20:80）（磷酸调 PH 3） λ：
283nm

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年