

文多灵说明书

【中文名称】 文多灵

【英文名称】 Vindoline

【CAS号】 2182-14-1

【分子式】 C₂₅H₃₂N₂O₆

【分子量】 456.53

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶粉末

【检测标准】 RP-HPLC:乙腈-0.06 mol • L-1 磷酸二氢钾(38 : 62)

λ : 215nm(仅供参考)

【规格】 98%, 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存, 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年