

## 檀香醇说明书

**【中文名称】** 檀香醇

**【别名】** 白檀油萜醇;檀香脑; 檀香醇消旋体

**【英文名称】** Santalol

**【CAS号】** 11031-45-1

**【分子式】** C<sub>15</sub>H<sub>24</sub>O

**【分子量】** 220.35

**【溶解度】** 甲醇

**【性状类】** 无色液体

**【规格】** 98%， 99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存， 2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** HPLC-ELSD 85%甲醇流动相

**【TLC 条件】** 石油醚（60~90℃）—醋酸乙酯（85:15）为展开剂，  
喷以对二甲氨基苯甲醛溶液在 80~90℃加热至斑点显色清晰(仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，  
长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2 年