

莫诺昔说明书

【中文名称】 莫诺昔

【英文名称】 Morroniside

【CAS 】 25406-64-8

【分子式 】 C₁₇H₂₆O₁₁

【分子量】 406.38

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶体

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 0.05%磷酸-乙腈=91：9 检测波长： 240nm (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存， 特殊产品要在氮气下保存，



长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年