

## 穿琥宁说明书

【中文名称】 穿琥宁

【英文名称】 Kalii Dehydrographolidi Succinas

【分子式】  $C_{28}H_{35}KO_{10}$

【分子量】 570.68

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶粉末

**【检测标准】** RP-HPLC:0.05%磷酸二氢钾溶液: 甲醇=30: 70 λ :  
251nm(仅供参考)

**【工艺流程】** 穿心莲内酯-反应处理-结晶-纯品

**【规格】** 98%, 99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】** ≤0.2%

**【贮存】** 密封避光保存, 2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。



**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，  
长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2 年