

## 毛兰素说明书

**【中文名称】** 毛兰素

**【英文名称】** Phenol

**【CAS】** 95041-90-0

**【分子式】** C<sub>18</sub>H<sub>22</sub>O<sub>5</sub>

**【分子量】** 318.36

**【溶解度】** 甲醇

**【性状】** 白色结晶粉末

**【规格】** 98%， 99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存， 2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** 乙腈： 0.05%磷酸溶液（37:63）       $\lambda$ ： 230nm(仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存， 特殊产品要在氮气下保存， 长时间保存不当含量会有所降低。



【有效期】 2 年