

马钱苷说明书

【中文名称】 马钱苷

【别名】 番木鳖苷

【英文名称】 Loganin

【CAS 号】 1852-94-2

【分子式】 C₁₇H₂₆O₁₀

【分子量】 390.38

【溶解度】 50%甲醇

【性状】 白色结晶粉末

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 苯基硅烷键合硅胶柱 流动相：乙腈： 0.4%磷酸溶液
(12:88) 检测波长： 236nm (仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年