

丹参素说明书

【中文名称】 丹参素

【英文名称】 Danshensu

【CAS】 76822-21-4

【分子式】 C₉H₁₀O₅

【分子量】 198.17

【溶解度】 甲醇水

【性状】 白色结晶粉末

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【含量】 99.5%

【检测标准】 RP-HPLC: 甲醇: 0.2mol/L 醋酸铵(硫酸调 pH2.2)=12:
88 λ 280nm(仅供参考)

【规格】 98%, 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$



【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年