

丹参素钠说明书

【中文名称】 丹参素钠

【英文名称】 Sodium danshensu

【CAS】 67920-52-9

【分子式】 C₉H₉O₅.Na

【分子量】 220.155

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶粉末

【检测标准】 RP-HPLC:甲醇: 0.2mol/L 醋酸铵(硫酸调 pH2.2)=12:
88 λ 280nm(仅供参考)

【规格】 98%, 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮存】 密封避光保存, 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。



【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年