

## 丹参酮 I 说明书

【中文名称】 丹参酮 I

【英文名称】 Tanshinone I

【CAS】 568-73-0

【分子式】  $C_{19}H_{18}O_3$

【分子量】 294.34

【溶解度】 甲醇

**【性状】** 深红色结晶体

**【检测标准】** C18 色谱柱：乙腈：水=80：20 检测波长：270nm

**【规格】** 98%，99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】**  $\leq 0.2\%$

**【贮存】** 密封避光保存，2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** (仅供参考)



**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，  
长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2 年