

丹参酮 IIA 磺酸钠说明书

【中文名称】 丹参酮 IIA 磺酸钠

【英文名称】 Tanshinone IIA-sulfonic sodium

【分子式】 $C_{19}H_{17}O_3 \cdot SO_3Na$

【分子量】 396.39

【溶解度】 甲醇

【性状】 红色结晶粉末

【检测标准】 HPLC:甲醇-水（78：22） λ ：213nm(仅供参考)

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，



长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年