

丹酚酸 B 说明书

【中文名称】 丹酚酸 B

【别名】 丹参酚酸 B

【英文名称】 Salvianolic acid B

【CAS 】 115939-25-8

【分子式】 $C_{36}H_{30}O_{16}$

【分子量】 718.617

【溶解度】 70%甲醇

【性状】 类白色结晶粉末

【检测标准】 C18 色谱柱：甲醇：乙腈：甲酸：水=30:10:1:59

检测波长：286nm （2010 年中国药典）

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。



【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年

【质量承诺】 本公司产品质量