

胆固醇说明书

【中文名称】 胆固醇

【英文名称】 Cholesterol

【CAS】 57-88-5

【分子式】 $C_{27}H_{46}O$

【分子量】 386.65

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 乙腈：0.04 甲酸水溶液梯度洗脱 检测波长：
276nm(仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，
长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年